


BIOCREDIT COVID-19 Ag Test Nasal


One Step SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

ENGLISH



■ Description of materials provided




■ Specimen collection

④ Insert head of the swab horizontally into left nostril.
⑤ Rotate the swab 10 times slowly along the inside of the nostril.
⑥ Remove the swab gently and repeat 10 times in the right nostril.


■ Assay Procedure

① Insert the swab specimen in the tube and swirl the swab 5-10 times.
② Remove the swab while gently squeezing the head of the swab.
③ Close the assay diluent tube with a filter cap securely.④ Place the assay diluent tube in the plastic tube rack.
⑤ Invert the assay diluent tube and gently squeeze it to dispense 3-4 drops (90-150 µl) into a sample well on the device vertically.
⑥ Read the result within 10-15 minutes.
► Do not interpret the result after 30 minutes.


■ Interpretation of Results



One red line "C" within the result window.




Two bands ; black "T" line and red "C" line within the result window.



No "C" line within the result window. It is recommended that the specimen be retested using a new test device.

FRANÇAIS

■ Description du matériel fourni



① Se moucher doucement 3 fois.

② Insérez la tête de l'écouvillon horizontal dans la narine gauche.

③ Faites tourner l'écouvillon 10 fois lentement le long de la paroi intérieure de la narine.


④ Retirez délicatement l'écouvillon et répétez l'opération 10 fois dans la narine droite.

① Insérez l'écouvillon et faites tourbillonner l'écouvillon 5-10 fois.
② Retirez l'écouvillon tout en serrant.
③ Bien fermer le tube de diluant avec un bouchon filtrant.

■ Recueil de l'échantillon




① Se moucher doucement 3 fois.



④ Placez le tube de diluant d'essai dans le support de tubes à essai en plastique. Retirez l'appareil de la poche de papier d'aluminium et placez-le sur une surface plate et sèche.

⑤ Retournez l'écouvillon 10 fois lentement pour libérer de 3 à 4 gouttes (entre 90 et 150 µl) dans le puits d'échantillonnage du dispositif.

⑥ Lisez le résultat dans les 10-15 minutes.
► N'interprétez pas le résultat après 30 minutes.

④ Retournez l'écouvillon 10 fois lentement pour libérer de 3 à 4 gouttes (entre 90 et 150 µl) dans le puits d'échantillonnage du dispositif.



■ Interprétation des Résultats

COVID-19 Ag Home Test Nasal Rapigen

One step, rapid, immuno-chromatographic assay for the qualitative detection of SARS-CoV-2 antigen from Nasal swab


Manufactured by
Rapigen, Inc. 34F, 16, LS-ro 97Beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 14100, Republic of Korea
TEL: +82-31-242-6077 FAX: +82-31-242-6078 Email: info@rapigen.com www.rapigen.comEC REP MT Promedt
Consulting GmbH Tel: +49-69-581020 Fax: +49-69-581021 Email: info@mt-promedt.com

I-H073A-N-S00 (2021.05.14)




④ Retournez l'écouvillon 10 fois lentement pour libérer de 3 à 4 gouttes (entre 90 et 150 µl) dans le puits d'échantillonnage du dispositif.

■ Interprétation des Résultats



Une ligne rouge "C" dans la fenêtre de résultats.




Deux bandes ; ligne d'essai noire "T" et ligne de contrôle "C" rouge dans la fenêtre de résultat.



Pas de ligne "C" dans la fenêtre de résultat. Il est recommandé de tester à nouveau l'échantillon en utilisant un nouveau dispositif de test.

DEUTSCH


■ Beschreibung der bereitgestellten Materialien



■ Probensammlung



① Schnäuzen Sie die Nase sanft 3 Mal.




② Führen Sie die Spitze des Tupfers waagerecht in das linke Nasenloch ein.

③ Drehen Sie den Tupfer 10 Mal langsam an der Innenseite des Nasenlochs.

④ Entfernen Sie den Tupfer vorsichtig und wiederholen Sie den Vorgang 10 Mal im rechten Nasenloch.

■ Probeverfahren

① Führen Sie die Tupfer ein und schwenken Sie den Tupfer 5-10 Mal.
② Entfernen Sie den Tupfer, während Sie den Kopf des Tupfers leicht quetschen.
③ Verschließen Sie das Probenverdünnungsröhrchen sicher mit einer Filterkappe.

④ Setzen Sie das Probenverdünnungsröhrchen in das Kunststoffröhrchengestell. Nehmen Sie das Gerät aus der Folienpackung und legen Sie es auf eine ebene und trockene Oberfläche.

⑤ Drehen Sie das Probenverdünnungsröhrchen um und pressen Sie vorsichtig 3-4 Tropfen (90-150 µl) in eine Probenverdünnungsfuge des Geräts.


⑥ Lesen Sie das Ergebnis innerhalb von 10-15 Minuten ab.
► Interpretieren Sie das Ergebnis nicht nach 30 Minuten.

⑦ Setzen Sie das Probenverdünnungsröhrchen in das Kunststoffröhrchengestell. Nehmen Sie das Gerät aus der Folienpackung und legen Sie es auf eine ebene und trockene Oberfläche.

⑧ Drehen Sie das Probenverdünnungsröhrchen um und pressen Sie vorsichtig 3-4 Tropfen (90-150 µl) in eine Probenverdünnungsfuge des Geräts.

⑨ Lesen Sie das Ergebnis innerhalb von 10-15 Minuten ab.
► Interpretieren Sie das Ergebnis nicht nach 30 Minuten.

■ Interpretation der Testergebnisse




Eine rote „C“-Linie im Ergebnisfenster.


Zwei Streifen; schwarz „T“-Testlinie und rot „C“-Kontrolllinie im Ergebnisfenster.

Keine „C“-Linie im Ergebnisfenster. Es wird empfohlen, die Probe mit einer neuen Testgerät erneut zu testen.

■ Descripción de los materiales proporcionados



① Soplen suavemente la nariz 3 veces.




② Introduzca la cabeza del hisopo horizontalmente en la fosa nasal izquierda.


③ Gire el hisopo 10 veces lentamente a lo largo del interior de la fosa nasal.

④ Retire el hisopo con cuidado y repita 10 veces en la fosa nasal derecha.

■ Colección de muestras



① Inserte la muestra de hisopo y gire el hisopo 5-10 veces.



④ Coloque el tubo de diluyente del ensayo en la gradilla de tubos de plástico. Saque el dispositivo de la bolsa de aluminio y colóquelo sobre una superficie plana y seca.


⑤ Invierta el tubo de diluyente del ensayo y apriete suavemente para extraer 3 o 4 gotas (90-150 µl) en un pozo de muestra del dispositivo.

⑥ Lea el resultado entre los 10 y 15 minutos.
► No interprete el resultado después de 30 minutos.

■ Procedimiento de prueba



Una línea roja "C" dentro de la ventana de resultados.



Dos bandas ; la línea de prueba de la "T" negra y la línea de control de la "C" roja en la ventana de resultados.




No hay linea "C" en la ventana de resultados. Se recomienda volver a analizar la muestra con un nuevo dispositivo de prueba.

■ Descrizione del materiale fornito



① Soffiare delicatamente il naso 3 volte.




② Inserire la testa del tamponcino orizzontalmente nella narice sinistra.

③ Ruotare il tamponcino 10 volte lentamente lungo l'interno della narice.

④ Rimuovere delicatamente il tamponcino e ripetere 10 volte nella narice destra.

■ Raccolta di campioni



① Inserire il tamponcino contenente il campione e farlo ruotare 10 volte.




④ Posizionare la provetta del diluente di dosaggio nel portaprovette di plastica. Rimuovere il dispositivo dal sacchetto di alluminio e posizionarlo su una superficie piana e asciutta.


⑤ Coprire la provetta del diluente di dosaggio con il tappo filtrante. Rimuovere il dispositivo di rilasciatura del diluente di dosaggio dal portoprovette.

⑥ Leggere il risultato entro 10-15 minuti.
► Non interpretare il risultato passati 30 minuti.

■ Procedura di Dosaggio



① Soffiare delicatamente il naso 3 volte.



② Inserire la testa del tamponcino orizzontalmente nella narice sinistra.

③ Ruotare il tamponcino 10 volte lentamente lungo l'interno della narice.

④ Rimuovere delicatamente il tamponcino e ripetere 10 volte nella narice destra.

■ Procedimento de teste



① Insira a amostra da zaragatola e rode-a entre 5 a 10 vezes.